

大人用紙おむつ商品のご案内

BRIGHTEN TOMORROW

「明日を明るく」

世界中の人々が今日を明るく、明日を明るく過ごせるように。

しっかりとそして、やさしく包み込む。

いきいきとした日々の暮らしに寄り添って、

そっと支え続ける、わたしたちマーヤです。

toyo 東陽特紙株式会社

パンツタイプはうす型~夜用まで お肌にやさしくしっかりフィット!









しっかりフィット

ゆったりソフトギャザー採用で お肌にやさしくしっかりフィット。

●はきやすい ソフトギャザーで上げ下げ簡単!

●お肌にやさしい柔軟素材

ふんわり全面通気性でムレを防ぎます。

●モコモコしない

すっきりうす型マットで快適なはき心地を 実現しました。

●モレ防止

横モレ防止ギャザーが股からのモレを 防止します。

内側に紙パンツ用パッドを合わせると、さらにモレ安心!

おむつの使い方動画はこちら





製品イメージ

はくパンツうす型下着感覚

下着感覚の心地よさ











洋服の上から目立たないすっきり シルエット

	製品コード	ウエストサイズ	袋入数	ケース入数	吸収回数(※)
S	3070235	55~75cm	24枚	4袋	
М	3070236	65~90cm	22枚	6袋	約2回分
L	3070237	80~105cm	20枚	6袋	小人口以
LL	3070238	95~125cm	18枚	6袋	

はくパンツ安心快適

モコモコせずに動きやすい











安心の吸収量で快適なはき心地

	製品コード	ウエストサイズ	袋入数	ケース入数	吸収回数(※)
S	3070221 55~75cm		22枚	6袋	
M	3070226 65~90cm		20枚	6袋	約4回分
L	3070227	80~105cm	18枚	6袋	羽牛四刀
LL	3070228	95~125cm	16枚	6袋	

はくパンツ長時間夜用

ゆとりの吸収量で長時間も安心 吸収回数 線









- ゆとりの吸収量で長時間、夜間 使用も安心
- 便利な後処理テープ付き

	製品コード	ウエストサイズ	袋入数	ケース入数	吸収回数(※)
M~L	3070213	70~95cm	20枚	4袋	約5回分
LL	3070214	90~125cm	18枚	4袋	おりつ回り

独自の吸収体と、足まわり・前後のギャザーで 横モレ、背・腹モレにも安心!





スーパーパンツール®

Eレ防止テープ止め



吸収回数 約



Sサイズ

小さめMサイズ / Mサイズ

小さめ しサイズ / しサイズ



イメージ図(尿パッド併用時)

●独自のモレを防ぐ吸収体

独自の吸収体が尿や軟便を受け止める形状を形成し、 横モレを防ぎます。

モレを防ぐギャザー

お腹まわりにフィットする前後のギャザーと、 足まわりのギャザーで、尿や軟便のモレを防ぎます。



●長くて使いやすいテープ

どんな体型の方にも、ぴったりフィットします。




尿パッドとの併用をおすすめします!

マーヤ 尿パッドシリーズと併用すれば とり替えもラクラク、しかも経済的です。 おむつの使い方動画はこちら



4 74 34 25 45 14	

	製品コード	ヒップサイズ	袋入数	ケース入数	吸収回数(※)
S	3070112	57~92cm	34枚	4袋	約3回分
小さめ M	3070113	65~100cm	32枚	3袋	約4回分
M	3070114	77~110cm	30枚	3袋	約4回分
小さめ L	3070115	85~120cm	26枚	3袋	約5回分
L	3070116	92~130cm	26枚	3袋	約5回分














おむつの中のムレを軽減、朝まで快適!



寝て過ごす といが多い方に



高吸収ドライマットが**尿をすばやく吸収、 お肌をさらさら**に保ちます。

お肌にやさしい

お肌に接する部分にふんわりシートを採用、 **やさしくお肌を守ります**。

●立体ギャザーが横モレ防止

パッドを広げると、立体ギャザーが しっかり立ち上がり、**横モレを防止**します。

●ムレ防止

布のようなやわらかい通気性シートが湿気を 外に出し、ムレを防ぎます。

•あてやすい

体の中心にあわせやすいよう、バックシートに センターラインが入っています。



夜.長時間用 尿パッド クロスライク



おしり部分がワイドな 吸収体





夜.長時間用 大パッド クロスライク



ワイドにおしりまで包み込むのに スリムにフィット





夜.長時間用 特大パッド クロスライク



前も後ろも幅広で 安心のビッグサイズ 人気No.1

夜.長時間用 超特大パッド クロスライク



前も後ろも包み込む 超大型サイズ! 軟便や水様便の 対策にも!









	製品コード	製品サイズ	袋入数	ケース入数	吸収回数(※)
夜.長時間用尿パッド クロスライク	1010302	30×52cm	30枚	8袋	約4回分
大パッド クロスライク	1010312	30×57cm	30枚	8袋	約5回分
特大パッド クロスライク	1010323	32×63cm	30枚	6袋	約6回分
超特大パッド クロスライク	1010342	38×71cm	30枚	4袋	約10回分

たっぷり吸収するのにお肌はさらさら、





- お肌さらさら 高吸収ドライマットが**尿をすばやく吸収、** お肌をさらさらに保ちます。
- お肌にやさしい お肌に接する部分にふんわりシートを採用、 やさしくお肌を守ります。
- ●立体ギャザーが横モレ防止 パッドを広げると、立体ギャザーが しっかり立ち上がり、横モレを防止します。
- ●ゆとりの吸収量 超吸収タイプは、約8回~12回分の ラインナップ。しっかり吸収、朝まで安心です。
- ●ムレ防止 布のようなやわらかい通気性シートが湿気を 外に出し、ムレを防ぎます。
- ●あてやすい 体の中心にあわせやすいよう、バックシートに センターラインが入っています。



夜.長時間用 超吸収 大パッド 1200



ワイドにおしりまで包み込むのに スリムにフィット さらに安心をプラス!





夜.長時間用 超吸収 特大パッド 1500



人気No.1の特大サイズに 安心をプラス!





夜.長時間用 超吸収 超特大パッド 180

お手伝いします



他にはない! 最大サイズ・最大吸収量! 交換回数を減らして ゆとりの介護実現を

0	
	1
10	

吸収回数約	
ひょうたん型 n38×を 71 c	cm

	製品コード	製品サイズ	袋入数	ケース入数	吸収回数(※)
超吸収 大パッド1200	1010313	30×57cm	30枚	6袋	約8回分
超吸収特大パッド1500	1010324	32×63cm	30枚	4袋	約10回分
超吸収 超特大パッド1800	1010343	38×71cm	30枚	4袋	約12回分



お肌にやさしく、快適なつけ心地!しっかりフィットし、モレを防ぎます。

ズレなく安心 紙パンツ用パッド



16×\$46cm



吸収回数 約 回分

- ●2つ折り形状 紙パンツに差し込むだけ!
- ●前後2ヶ所の**くっつきテープ**で ズレなく安心

製品コード	製品サイズ	袋入数	ケース入数	吸収回数(※)
3070303	16×46cm	30枚	8袋	約2回分

おむつの使い方動画はこちら





これで安心 スリムタイプ



目安吸収量 約 0 ml

● **全面ズレ止めテープ**で今お使いの下着や

紙パンツにもしっかり固定!

●立体ギャザーがふとした尿モレも しっかりガード 携帯にも 便利!

 製品コード
 製品サイズ
 袋入数
 ケース入数
 目安吸収量(※)

 1010101
 17.5×36cm
 24枚
 12袋×2
 約180ml

尿パッドレギュラー



●やさしいつけ心地

やわらか不織布と ふんわり吸収体でやさしいつけ心地です。

●しっかりフィット

レッグギャザーが、しっかりフィットしズレを防止します。

スーパー尿パッド



●パッドのズレ防止 ズレ止めテープでおむつに固定し、ズレを防止します。(ス-バー尿バッドのみ)

	製品コード	製品サイズ	袋入数	ケース入数	吸収回数(※)
尿パッド レギュラー	1010203		36枚	8袋×2	
スーパー尿パッド	1010214	21×48cm	30枚	12袋	約2回分
スーハー豚ハフト	1010216		51枚	8袋	

スーパー尿パッドプラス

ウルトラ尿パッド



プレマー増量 吸収量アップ 立体ギャザー 収収回数 約 回分 スレ止めテーブ



スーパー尿パッド プラス・ウルトラ尿パッドは同サイズ

●やさしいつけ心地

やわらか不織布とふんわり吸収体でやさしいつけ心地です。

●立体ギャザーがモレ防止立体ギャザーが立ち上がり、横モレを防止します。

●パッドのズレ防止 ズレ止めテープでおむつに固定し、ズレを防止します。

	製品コード	製品サイズ	袋入数	ケース入数	吸収回数(※)
スーパー	1010205		30枚	8袋×2	約2回分
尿パッド プラス	1010206	21×48cm	51枚	8袋	和乙四刀
ウルトラ尿パッド	1010215		30枚	12袋	約3回分



夜.長時間用パッドは、高吸収ドライマットが尿をすばやく吸収し お肌はさらさら、防水シートが尿や臭いのモレを防ぎます。

夜.長時間用 尿パッド



●パッドのズレ防止

前後2ヶ所のズレ止めテープでおむつに 固定し、ズレを防止します。(夜.長時間用尿パッドのみ)

●立体ギャザーがモレ防止 立体ギャザーが立ち上がり、横モレを防止します。

夜.長時間用大パッド



● 防水シートがモレ防止 外側の防水シートが尿や臭いのモレを防止します。


					27.57
	製品コード	製品サイズ	袋入数	ケース入数	吸収回数(※)
夜.長時間用 尿パッド	1010301	30×52cm	30枚	8袋	約4回分
大パッド	1010311	30×57cm	30枚	8袋	約5回分

夜.長時間用 特大パッド



● 立体ギャザーがモレ防止 立体ギャザーが立ち上がり、横モレを防止します。

夜.長時間用 超特大パッド



● 防水シートがモレ防止 外側の防水シートが尿や臭いのモレを防止します。

	製品コード	製品サイズ	袋入数	ケース入数	吸収回数(※)	
特大パッド	1010321	32×63cm	30枚	6袋	約6回分	
超特大パッド	1010341	38×71cm	30枚	4袋	約8回分	

両面不織布 補助パッド(両面吸収)



目安吸収量約400

すきまにぴったり、使い方いろいろ

- ●体型が細く、おむつと体の「**すきま」からモレてしまう方に**
- ●横向き寝などで「すきま」ができて伝いモレしてしまう方に



21×\$48cm



〈女性に〉 股間部の すきまにあてて 伝いモレを防ぐ



〈男性に〉 陰部を固定し、 すきまモレを



痩せている 部分のすきまを

,					
	製品コード	製品サイズ	袋入数	ケース入数	目安吸収量(※)
	1010242	21×48cm	30枚	12袋	約400ml

ファミルNEWフラットタイプ

ロング&ワイドフラットタイプ

吸収回数 約



NEW 7551917 吸収回数 約

▶すばやく吸収 & マットのヨレ防止

吸収体のV字エンボスが尿をすばやく拡散・吸収、 マットのヨレを防止。

洗浄時やポータブルトイレの中にも使用されています

	製品コード	製品サイズ	袋入数	ケース入数	吸収回数(※)
ファミル	2010101	30×72cm	30枚	6袋	約3回分
ロング&ワイド	2010112	33×75cm	25枚	6袋	約4回分

	製 品 名	製品 コード	サイズ (cm)	袋入数 (枚)	ケース入数 (袋)	袋寸法 (高さ×巾×奥行)mm ケース寸法 (高さ×巾×奥行)mm	袋重量(g) ケース重量(kg)	吸収回数(※)	JANコード ITFコード
	はくパンツ うす型下着感覚 S	3070235	ウエストサイズ 55~75	24	4	270×273×175 305×555×350	1070 5.0	約2回分	4974638679340 14974638679347
	はくパンツ うす型下着感覚 M	3070236	ウエストサイズ 65~90	22	6	340×270×165 525×510×355	1020 7.1	約2回分	4974638679357 14974638679354
	はくパンツ うす型下着感覚 L	3070237	ウエストサイズ 80~105	20	6	340×275×165 525×510×355	940 6.6	約2回分	4974638679364 14974638679361
	はくパンツ うす型下着感覚 LL	3070238	ウエストサイズ 95~125	18	6	365×245×205 382×730×425	1160 8.2	約2回分	4974638679371 14974638679378
パン	はくパンツ 安心快適 S	3070221	ウエストサイズ 55~75	22	6	300×320×160 465×640×355	1 250 8.5	約4回分	4974638678862 14974638678869
パンツタイプ	はくパンツ 安心快適 M	3070226	ウエストサイズ 65~90	20	6	330×260×170 510×550×345	1170 8.0	約4回分	4974638679258 14974638679255
プ	はくパンツ 安心快適 L	3070227	ウエストサイズ 80~105	18	6	340×275×165 510×550×345	1090 7.5	約4回分	4974638679265 14974638679262
	はくパンツ 安心快適 LL	3070228	ウエストサイズ 95~125	16	6	365×245×205 505×630×385	1120 7.9	約4回分	4974638679272 14974638679279
	はくパンツ 長時間夜用 M~L	3070213	ウエストサイズ 70~95	20	4	395×300×210 400×620×440	1750 8.0	約5回分	4974638678824 14974638679323
	はくパンツ 長時間夜用 LL	3070214	ウエストサイズ 90~125	18	4	395×300×210 400×620×440	1 650 7.6	約5回分	4974638678831 14974638679330
	スーパーパンツール® S 横モレ防止 テープ止め	3070112	ピップサイズ 57~92	34	4	335×330×230 475×675×350	2620 11.6	約3回分	4974638679425 14974638679422
テー	スーパーパンツール® 小さめM 横モレ防止 テープ止め	3070113	ヒップサイズ 65~100	32	3	380×345×245 405×750×355	3160 10.6	約4回分	4974638679449 14974638679446
プ止め	スーパーパンツール® M 横モレ防止 テープ止め	3070114	ヒップサイズ 77~110	30	3	380×325×250 405×765×335	3020 10.1	約4回分	4974638679463 14974638679460
止めタイプ	スーパーパンツール® 小さめL 横モレ防止 テープ止め	3070115	ヒップサイズ 85~120	26	3	315×495×215 515×675×335	3140 10.5	約5回分	4974638679487 14974638679484
プ	スーパーパンツール® 横モレ防止 テープ止め	3070116	ピップサイズ 92~130	26	3	315×485×235 500×730×335	3210 10.8	約5回分	4974638679500 14974638679507
パ紙	ズレなく安心 紙パンツ用パッド	3070303	製品サイズ 16×46	30	8	220×300×160 455×650×335	960 8.6	約2回分	4974638679302 14974638679309
失禁	これで安心 スリムタイプ	1010101	製品サイズ 17.5×36	24	24 (12×2)	155×225×110 315×670×235	570 7.4	約180ml	4974638678664 14974638678661
	尿パッド レギュラー	1010203	製品サイズ 21×48	36	16 (8×2)	265×225×145 440×575×285	1050 9.1	約2回分	4974638678893 14974638678890
パッ	スーパー尿パッド	1010214	製品サイズ 21×48	30	12	265×225×145 550×690×300	1080 14.0	約2回分	4974638678282 14974638679385
パッドタイプ	スーパー尿パッド	1010216	製品サイズ 21×48	51	8	265×370×145 545×595×380	1830 15.5	約2回分	4974638678640 14974638679392
フ (<u>中</u>	スーパー尿パッド プラス	1010205	製品サイズ 21×48	30	16 (8×2)	265×225×145 445×585×290	1080 9.4	約2回分	4974638678701 14974638678708
(中量用)	スーパー尿パッド プラス	1010206	製品サイズ 21×48	51	8	265×370×145 545×595×380	1840 15.8	約2回分	4974638679197 14974638679194
	ウルトラ尿パッド	1010215	製品サイズ 21×48	30	12	265×225×145 550×690×300	1210 14.5	約3回分	4974638678916 14974638679408
	夜.長時間用 尿パッド	1010301	製品サイズ 30×52	30	8	320×230×150 470×625×330	1460 12.6	約4回分	4974638678886 14974638678883
	大パッド	1010311	製品サイズ 30×57	30	8	320×245×165 490×685×330	1 620 14.0	約5回分	4974638679142 14974638679149
	特大パッド	1010321	製品サイズ 32×63	30	6	245×380×190 505×580×380	2350 15.1	約6回分	4974638678923 14974638678920
パッド	超特大パッド	1010341	製品サイズ 38×71	30	4	260×375×215 270×735×440	2680 11.7	約8回分	4974638679012 14974638679019
パッドタイプ(夜・長	夜.長時間用 尿パッド クロスライク	1010302	製品サイズ 30×52	30	8	320×230×150 470×625×330	1460 12.6	約4回分	4974638679203 14974638679200
プ (夜 -	大パッド クロスライク	1010312	製品サイズ 30×57	30	8	320×245×165 490×685×330	1 620 14.0	約5回分	4974638679159 14974638679156
長時	特大パッド クロスライク	1010323	製品サイズ 32×63	30	6	245×380×190 505×580×380	2350 15.1	約6回分	4974638679166 14974638679163
間 用)	超特大パッド クロスライク	1010342	製品サイズ 38×71	30	4	260×375×215 270×735×440	2900 12.6	約10回分	4974638679210 14974638679217
	超吸収 大パッド1200	1010313	製品サイズ 30×57	30	6	320×260×165 330×775×350	2120 13.6	約8回分	4974638679289 14974638679286
	超吸収 特大パッド1500	1010324	製品サイズ 32×63	30	4	245×395×190 255×785×380	2920 12.6	約10回分	4974638679180 14974638679187
	超吸収 超特大パッド1800	1010343	製品サイズ 38×71	30	4	260×390×215 275×785×440	3490 15.0	約12回分	4974638679319 14974638679316
補助	両面不織布 補助パッド	1010242	製品サイズ 21×48	30	12	265×225×145 550×690×300	1110 14.2	約400ml	4974638679173 14974638679415
タラ	ファミル	2010101	製品サイズ 30×72	30	6	230×410×150 420×720×315	1930 12.5	約3回分	4974638678169 14974638678166
タイプ	ロング&ワイド	2010112	製品サイズ 33×75	25	6	235×440×160 450×725×325	2080 13.5	約4回分	4974638678534 14974638678531

toyo 東陽特紙株式会社

〒781-2103 高知県吾川郡いの町幸町112-1 https://www.toyotokushi.jp/

お問い合わせ窓口

、088-892-0058 受付:午前9時~午後5時(月曜~金曜)祝日、年末年始、夏季休業期間除<

